Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop

BEDIENUNGSHANDBUCH ZUM LC2030 – TRAINING



Version 03/2023

SCHOOP Didaktik

Ingenieurbüro

Dr.-Ing. Schoop

Inhalt

1	EIN	FÜHRUNG	4
2	REG	ELUNGSTECHNIK	6
	2.1	Füllstandsregelung	6
	2.2	Durchflussregelung	7
	2.3	Kombinierte Regelungen	9
	2.4	TEMPERATURREGELUNG	11
	2.5	Druckregelung	12
3	STE	UERUNGSTECHNIK MIT GRAFCET	. 14
	3.1	GRAFCET-EDITOR	15
	3.2	GRAFCET-SEITEN ÜBERSETZEN UND AKTIVIEREN	18
	3.3	GRAFCET-ELEMENTE	20
4	STE	UERUNGSTECHNIK MIT LOGIKPLÄNEN	. 21
	4.1	Logikplan-Editor	22
	4.2	LOGIKPLAN-SEITEN ÜBERSETZEN UND AKTIVIEREN	26
	4.3	LOGIKPLAN-ELEMENTE	27
5	MES	SSUNGEN	. 28
6	BET	RIEBSART UND ANSCHLUSS DER ANLAGE	. 31
	6.1	Prozessleitsystem für die Praktikumsanlage LC2030 (PLS LC2030)	31
	6.1.1	I Signalzuordnung in Betriebsart PLS LC2030	33
	6.1.2	2 Sensorabgleich in Betriebsart PLS LC2030	34
	6.2	PROZESSLEITSYSTEM FÜR DIE SIMULIERTE ANLAGE LC2030 (PLS UND SIMULATION LC2030)	34
	6.3	SIMULATION DER ANLAGE LC2030 (SIMULATION LC2030)	34
	6.4	WEBSERVER AKTIVIEREN	36

LC2030 Training SCHOOP Didaktik	DrIng. Schoop

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen daraus. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

3. EINFÜHRUNG

Das LC2030-Training erlaubt das Arbeiten mit der realen Praktikumsanlage LC2030 oder mit der simulierten Anlage.

Das LC2030-Training verfügt über drei Betriebsarten

- 1. PLS LC2030, Steuerung und Regelung der realen Anlage über ein I/O Modul,
- 2. PLS und Simulation LC2030, Steuerung und Regelung der simulierten Anlage,
- 3. Simulation LC2030, Simulation der Anlage.



ABBILDUNG 1 ÜBERSICHT LC2030-TRAINING

Mit dem Prozessleitsystem LC2030 (PLS) können Sie Aufgabenstellungen aus der Steuerungs- und Regelungstechnik bearbeiten. Steuerungen können Sie mithilfe von Grafcet-Plänen oder Logikplänen realisieren. In der Regelungstechnik stehen Füllstands-, Durchfluss-, Temperatur- und Druckregelung zur Verfügung, die mit den Standard-Reglern P-, I-, PI-, PID- und Zweipunkt-Regler gefahren werden können. Außerdem kann ein MQTT Client aktiviert werden, um die Anlage von extern über das *Internet der Dinge* zu fahren.

Wird das LC2030 Training als Simulation genutzt muss die Steuerung bzw. Regelung über externe Soft- oder Hardware erfolgen. Dafür kann die Simulation mit einer SPS oder über OPC verbunden werden.

Alle regelungstechnischen Versuche und alle Steuerungen mit Grafcet oder den Logikplänen können in den Betriebsarten PLS LC2030 und PLS und Simulation LC2030 durchgeführt werden.

In der Übersicht des LC2030-Trainings wählen Sie in der rechten Spalte, welche Aufgabe Sie bearbeiten wollen:

- Füllstandsregelung
 - o Über den Abfluss (LIC101)
 - Über den Zufluss (LIC104)
- Durchflussregelung
 - Über den Abfluss (FIC103)
 - Über den Zufluss (FIC105)
- Kombinierte Regelungen
 - Füllstand LIC101 und Durchfluss FIC105
 - Füllstand LIC104 und Durchfluss FIC103
- Temperaturregelung (TIC102)
- Druckregelung (PIC106)

oder

- Steuern mit GRAFCET
- Steuern mit Logik-Plänen

Wenn Sie als Betriebsart den Anschluss an die reale Anlage gewählt haben, sehen Sie die Schaltfläche *Sensorabgleich* (Füllstand, Durchfluss, Temperatur). Dort können die analogen Signale zugeordnet werden (siehe Abschnitt 1.12.1).

Bei der Wahl "simulierte Anlage" haben Sie hier die Möglichkeit, die Simulation durch *Reset Simulation* auf die Anfangswerte zurückzusetzen und über *Parameter setzen* und Parameter für die simulierte Anlage einzustellen.

Über *den Record Button* starten Sie eine Messung, so dass alle Signalwerte aufgezeichnet werden. Die Signalverläufe können dann über den *Messungsansicht Button* betrachtet und ausgewertet werden. Ebenfalls besteht hierüber die Möglichkeit, Messungen wieder zu löschen.







Messung Start

Messung Stopp

Messungsansicht

4. Regelungstechnik

Es stehen zur Verfügung: Füllstands-, Durchfluss-, Temperatur- und Druckregelung.

1.1 FÜLLSTANDSREGELUNG

Der Füllstand kann entweder über die drehzahlregebare Pumpe M3 (LIC101) oder über das Stellventil V1 (LIC104) geregelt werden.

Damit Sie den Füllstand regeln können, müssen Sie die Pumpen *M1* und/oder *M2* sowie die Pumpe *M3* einschalten (Drücken des Buttons neben den Pumpen).

Sie können wählen, ob Sie die Regelung automatisch oder per Hand fahren wollen.

Bei Wahl von *Hand* kann das Stellsignal *y* mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes verstellt werden.



ABBILDUNG 2 FÜLLSTANDSREGELUNG ÜBER DEN ABFLUSS

Wenn Sie die Regelung auf *Auto* stellen, haben Sie die Möglichkeit, den Regler zu wählen (*P-, I-, PI-, PID-, Zweipunkt-Regler*), den Sollwert einzustellen und die Reglerparameter vorzugeben. Abhängig von der Wahl des Reglers werden die entsprechenden Regler-parameter (*Verstärkung, Nachstellzeit, Vorhaltezeit, Hysterese*) dargestellt und Sie können sie einstellen bzw. verändern.

Da das Füllstandssignal durch den Zulauf stark schwankt, kann es mithilfe eines Tiefpassfilters geglättet werden. Die Zeitkonstante T1 gibt an, wie stark das Signal geglättet wird.

Mit Übersicht kommen Sie auf die erste Seite zurück.



ABBILDUNG 3 FÜLLSTANDSREGELUNG ÜBER DEN ZUFLUSS

1.2 DURCHFLUSSREGELUNG

Der Durchfluss wird entweder über die regelbare Pumpe *M3* (FIC103) oder über das Regel-ventil V1 (FIC105) geregelt.

Für die Regelung des Durchflusses müssen Sie die Pumpen *M1* und/oder *M2* sowie die Pumpe *M3* einschalten (Drücken des Buttons neben den Pumpen).

Sie können wählen, ob Sie die Regelung automatisch oder per Hand fahren wollen.

Bei Wahl von *Hand*, kann das Stellsignal *y* mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes verstellt werden.

Wenn Sie die Regelung auf *Auto* stellen, haben Sie die Möglichkeit, den Regler zu wählen (*P-, I-, PI-, PID-, Zweipunkt-Regler*), den Sollwert einzustellen und die Reglerparameter vorzugeben. Abhängig

von der Wahl des Reglers werden die entsprechenden Regler-parameter (*Verstärkung, Nachstellzeit, Hysterese*) dargestellt und Sie können sie einstellen bzw. verändern.

Um das Durchflusssignal zu glätten, können Sie den Tiefpassfilter einschalten. Die *Zeitkonstante T1* gibt an, wie stark das Signal geglättet wird.



ABBILDUNG 4 DURCHFLUSSREGELUNG IM ABFLUSS

Mit Übersicht kommen Sie auf die erste Seite zurück.

Ingenieurbüro

Dr.-Ing. Schoop

SCHOOP Didaktik



ABBILDUNG 5 DURCHFLUSSREGELUNG IM ZUFLUSS

1.3 KOMBINIERTE REGELUNGEN

In den kombinierten Regelungen wird je eine Füllstands- und eine Durchflussregelung parallel ausgeführt (Abbildung 6). Es sind folgende Kombinationen verfügbar:

- LIC101 (Abfluss) und FIC105 (Zufluss)
- LIC104 (Zufluss) und FIC103 (Abfluss)

Ingenieurbüro

Dr.-Ing. Schoop

SCHOOP Didaktik



ABBILDUNG 6 KOMBINIERTE REGELUNG LIC101/FIC105

Für die kombinierten Regelungen müssen Sie mindestens die Pumpen *M1* und *M3* ein-schalten (Drücken des Buttons neben den Pumpen).

Sie können wählen, ob Sie die Regelungen automatisch oder per Hand fahren wollen.

Wenn Sie die Regelung auf *Auto* stellen, haben Sie die Möglichkeit, den Regler zu wählen (*P-, I-, PI-, PID-, Zweipunkt-Regler*), den Sollwert einzustellen und die Reglerparameter vorzugeben. Abhängig von der Wahl des Reglers werden die entsprechenden Regler-parameter (*Verstärkung, Nachstellzeit, Hysterese*) dargestellt und Sie können sie einstellen bzw. verändern.

Bei Wahl von *Hand*, kann das Stellsignal y mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes verstellt werden.

Um das Durchflusssignal zu glätten, können Sie den Tiefpassfilter einschalten. Die *Zeitkonstante T1* gibt an, wie stark das Signal geglättet wird.

Die Reglerparameter und der Schieberegler des Stellsignals erscheinen in einem neuen Fenster, das über die Schaltfläche *Parameter* geöffnet wird (Abbildung 7).

SCHOOP Didaktik

Dr.-Ing. Schoop



ABBILDUNG 7 REGLERPARAMETER FÜR DIE KOMBINIERTE REGELUNG

Mit Übersicht kommen Sie auf die erste Seite zurück.

1.4 TEMPERATURREGELUNG

Für die Temperaturregelung sollten die Pumpen *M1*, *M2* und *M3* nicht eingeschaltet sein. Die Regelung erfolgt über einen Heizstab, der ein- und ausgeschaltet werden kann. Um die Temperatur analog zu regeln, wurde eine pulsweitenmodulierte Regelung realisiert. Die *Zykluszeit* der Pulsweitenmodulation ist einstellbar.

Bei der pulsweitenmodulierten Regelung schaltet der Regler den Heizstab für eine bestimmte Zeit ein bzw. aus. Abhängig vom Wert des Reglerausgangs wird der Heizstab prozentual bezogen auf das Zeitintervall der Pulsweitenmodulation (Zykluszeit) ein- bzw. ausgeschaltet.

Sie können wählen, ob Sie die Regelung automatisch oder per Hand fahren wollen.

Bei Wahl von *Hand*, kann das Stellsignal y mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes verstellt werden.

Wenn Sie die Regelung auf *Auto* stellen, haben Sie die Möglichkeit, den Regler zu wählen (*P-, PI-, PID-, Zweipunkt-Regler*), den Sollwert einzustellen und die Reglerparameter vorzugeben. Abhängig von der Wahl des Reglers werden die entsprechenden Regler-parameter (*Verstärkung, Nachstellzeit, Hysterese*) dargestellt und Sie können sie einstellen bzw. verändern.



ABBILDUNG 8 TEMPERATURREGELUNG

Beim Einschalten der Pumpe *M4* verhält sich in der Simulation die Strecke so, als wenn ein Kühler in der Leitung der Umwälzpumpe eingebaut wäre. Dies hat den Vorteil, dass das Wasser im Behälter schneller abkühlt.

Mit Übersicht kommen Sie auf die erste Seite zurück.

1.5 DRUCKREGELUNG

Der Druck wir über die regelbare Pumpe M3 und das Handventil V3 aufgebaut.

Für die Regelung des Drucks müssen Sie die Pumpen M1 und/oder M2 sowie die Pumpe M3 einschalten (Drücken des Buttons neben den Pumpen). Die Stellung des Handventils V3 wird in der Simulation als Zahlenwert in % eingegeben. Ist die Anlage angeschlossen muss das Ventil von Hand eingestellt werden.

Ingenieurbüro

Dr.-Ing. Schoop

SCHOOP Didaktik



ABBILDUNG 9 DRUCKREGELUNG

Sie können wählen, ob Sie die Regelung automatisch oder per Hand fahren wollen.

Bei Wahl von *Hand*, kann das Stellsignal *y* mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes verstellt werden.

Wenn Sie die Regelung auf *Auto* stellen, haben Sie die Möglichkeit, den Regler zu wählen (*P-, I-, PI-, PID-, Zweipunkt-Regler*), den Sollwert einzustellen und die Reglerparameter vorzugeben. Abhängig von der Wahl des Reglers werden die entsprechenden Regler-parameter (*Verstärkung, Nachstellzeit, Hysterese*) dargestellt und Sie können sie einstellen bzw. verändern.

Um das Drucksignal zu glätten, können Sie den Tiefpassfilter einschalten. Die Zeitkonstante T1 gibt an, wie stark das Signal geglättet wird.

Mit Übersicht kommen Sie auf die erste Seite zurück.

5. STEUERUNGSTECHNIK MIT GRAFCET

Im LC2030-Training haben Sie die Möglichkeit, steuerungstechnische Aufgabenstellungen mithilfe von Grafcet-Plänen oder Logikplänen zu bearbeiten.

Wenn Sie auf der Übersichtsseite des LC2030-Trainings auf *Steuerung mit GRAFCET* drücken, erhalten Sie folgendes Fenster (**Abbildung 10**).



ABBILDUNG 10 STEUERUNGEN ERSTELLEN MIT GRAFCET-PLÄNEN

Hier haben Sie die Möglichkeit bis zu 3 Grafcet-Seiten zu erstellen und diese als Steuerung an der realen oder simulierten Praktikumsanlage einzusetzen. Über *Erstellen/Ausführen* können Sie die Pläne erstellen und ausführen lassen sowie den Ablauf überwachen. Ebenfalls kann durch Drücken von *Ansicht* der Ablauf der Grafcet-Seite überwacht werden. Das gelb hinterlegte Feld neben den eingekreisten Zahlen ist ein Kommentarfeld, in dem eine Bezeichnung für die erstellte Grafcet-Seite eingetragen werden kann.

Die LED neben dem Kommentarfeld bzw. der Text unter den Buttons gibt an, ob die Seite ausgeführt wird oder nicht. Ist eine Grafcet-Seite aktiv und wird ausgeführt, so lässt sie sich durch Drücken des Buttons *Erstellen/Ausführen* wieder in den Zustand inaktiv (wird nicht ausgeführt) bringen.

1.6 GRAFCET-EDITOR

Durch Drücken von *Erstellen/Ausführen* erscheint das Fenster mit dem Grafcet-Editor (**Abbildung 11**). Falls noch keine Grafcet-Pläne erstellt wurden, ist die Seite bis auf die Werkzeugbox leer.

Die Größe des Editor Fensters lässt sich durch klicken von +/- neben dem Lupenzeichen (oben rechts) verändern.



ABBILDUNG 11 GRAFCET-EDITOR

Im Grafcet-Editor werden mithilfe der Werkzeugbox GRAFCET-Pläne erstellt oder geändert.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Grafcet-Symbole in der Werkzeugbox werden die Elemente ausgewählt und können dann auf der Seite mit der linken Maustaste platziert werden.

Durch die Wirkungslinie bzw. das Wirkungspolygon werden die Elemente miteinander auf der Seite verbunden.

Um ein Element in eine Grafcet-Seite einzufügen, wählen Sie dieses aus der Werkzeugbox aus und klicken mit der Maus auf die gewünschte Position innerhalb der Seite. Blöcke mit Einoder Ausgängen können Sie direkt auf oder am Ende von Verbindungslinien positionieren. Die Linie wird dabei passend



aufgespalten beziehungsweise gekürzt.

Verbindungslinien bzw. Polygone werden durch Ziehen- und Loslassen mit der Maus erzeugt, nachdem diese zuvor in der Werkzeugbox ausgewählt wurden.

Alle so gemachten Eingaben werden dabei auf das momentane Eingaberaster ausgerichtet.

Im Zeigermodus kann durch Klicken mit der linken Maustaste auf ein Element dieses markiert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Steuerungstaste (Strg-Taste) und weiteres Klicken auf andere Elemente können mehrere Elemente auf einmal markiert werden. Durch Klicken auf ein Element und Klicken auf ein weiteres Element bei gedrückter Umschalttaste (Umsch-Taste) werden alle vollständig in dem beschriebenen Rechteck liegenden Elemente markiert. Durch Ziehen-und-Ablegen bei gedrückter Maustaste werden die markierten Elemente verschoben.

Durch Aufziehen eines Rechtecks mit der Maus (Mausklick auf einen freien Bereich und ziehen bei gedrückter Maustaste) werden die vollständig von diesem Rechteck umschlossenen Elemente ebenfalls markiert.

Mit der rechten Maustaste oder durch die Esc-Taste können Mausoperationen abgebrochen werden.

Die Elemente auf einer Grafcet-Seite können durch die Tasten Tab und Umsch+Tab einzelnen durchlaufen werden. Durch Betätigen der Eingabe-Taste oder Doppelklicken öffnet sich der Einstellungsdialog des markierten Elementes. Markierte Elemente können auch über die Cursortasten verschoben werden.

Ist ein Werkzeug in der Werkzeugbox eingeschaltet, so wird per Mausklick ein entsprechendes Element in die Grafcet-Seite eingefügt. Bei größenveränderbaren Elementen können diese auch durch Aufziehen eines Rechteckbereiches mit der Maus eingefügt und positioniert werden.

Wenn das Autorouting eingeschaltet ist (siehe Symbolleiste), können Sie Verbindungen direkt (und auch schräg) von einem Element zum anderen ziehen. WinErs versucht dann, automatisch einen Verbindungsweg zu finden. Das Autorouting arbeitet allerdings nur mit der Verbindungslinie. Bei Verbindungspolygonen werden die Stützstellen immer manuell vorgegeben.

Alle Eingaben, die Sie mit dem Grafcet-Editor vornehmen, werden auf ein Gitter ausgerichtet, das Sie über die Symbolleiste einstellen können, damit ist es leicht möglich, sauber einen Grafcet zu erstellen.

Elemente können in der Breite oder Höhe mit der Maus in bestimmten Grenzen vergrößert oder verkleinert werden. Andere Blöcke, wie beispielsweise der Kommentarblock, sind frei in der Größe veränderbar.

Beim Verschieben von Elementen können Sie wählen, ob die Verbindungen nachverfolgt werden sollen (Autorouting) oder nicht (über die Symbolleiste einstellbar). Das Autorouting arbeitet immer mit einem festen Achter-Raster, unabhängig vom eingestellten Ausrichtungsgitter.

Bei eingeschaltetem Autorouting können Sie dieses spontan unterdrücken, in dem Sie beim Verschieben von Elementen die Alt-Taste gedrückt halten.

Über Schaltflächen der Symbolleiste können markierte Elemente oder die gesamte Struktur in eine Datei auf der Festplatte gespeichert und wieder geladen werden, z.B. um sie später in andere Grafcet-Seiten einzufügen.

Mit der Taste F6 können Sie die Wirkungsrichtung der Verbindungen temporär einblenden. Mit der F7-Taste können Sie ein Fadenkreuz einblenden, z.B. um die Ausrichtung der Elemente zu überprüfen.

Zum Kopieren und Einfügen von markierten Elementen können Sie die Tasten <Strg> + <Einfg> bzw. <Umsch> + <Einfg> nutzen.

Innerhalb des Grafcet-Editors können Sie die Hilfe zu einem Element aufrufen, in dem Sie dieses einzeln markieren und die Taste F1 betätigen.

Durch Doppelklick auf die platzierten Elemente werden diese eingestellt, d.h. Sie können abhängig vom Element z.B. Signale wählen, Bedingungen eingeben oder Teil-Grafcets wählen.



ABBILDUNG 12 BEISPIEL EINES IM GRAFCET-EDITOR ERSTELLTEN GRAFCET-PLANS

Die obere Buttonleiste bietet sowohl Einstellungsmöglichkeiten für den Editor als auch für die Grafcet-Seite.



Eine ausführliche Beschreibung aller Buttons finden Sie in der online-Hilfe, wenn Sie das Fragezeichen drücken.

1.7 GRAFCET-SEITEN ÜBERSETZEN UND AKTIVIEREN

Der Anwender erstellt seinen Grafcet-Plan mithilfe der Werkzeugbox wie oben beschrieben.



Durch Drücken des Buttons mit der Karteikarte kann überprüft werden, ob der Plan (syntaktisch) richtig erstellt wurde.



Durch Drücken des Buttons mit der Ampel wird der Plan überprüft und aktiviert, falls er fehlerfrei erstellt wurde.

Wurde die Seite nicht richtig erstellt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und Sie können sich die Fehlermeldungen anschauen. Durch Klicken auf die Fehlermeldung wird der Fehler in dem Grafcet-Plan markiert.



ABBILDUNG 13 FEHLERMELDUNG NACH DEM ÜBERSETZEN BZW. AKTIVIEREN DER GRAFCET-SEITE

Wurde die Seite fehlerfrei erstellt, so wird die Seite nach dem Drücken auf die Ampel sofort ausgeführt (aktiviert). Die Anfangsschritte der Seite werden gesetzt. SCHOOP Didaktik

Es erscheint ein Fenster (Grafcet-Ansicht), indem der Ablauf des Grafcet-Plans beobachtet werden kann.



ABBILDUNG 14 AKTIVIERTER GRAFCET-PLAN IN DER GRAFCET-ANSICHT

Der Plan aus **Abbildung 14** steht im Initialisierungsschritt (14) und wartet bei der Transitionsbedingung, dass das Signal *S1* auf 1 (High) geht.

Wenn *S1* auf 1 geht, wird Schritt 15 aktiv und dadurch wird das Signal *L1* durch die *kontinuierlich speichernde Aktion* auf 1 gesetzt. Erhält das Signal *S1* wieder den Zustand 0, wird der Anfangsschritt wieder gesetzt und das Signal *L1* geht auf 0 (bedingt durch die *kontinuierlich wirkende Aktion*).

Sie können Grafcet-Seiten auch gezielt initialisieren, d. h. Sie können Anfangsschritte setzen, alle Schritte resetten oder ausgewählte Schritte setzen.



Durch Drücken dieses Buttons in der Grafcet-Ansicht erscheint der Initialisierungs-Dialog aus **Abbildung 15**.

Über diesen Dialog können Sie alle Schritte des Grafcet-Plans resetten (Leere Situation), die Anfangsschritte setzen (Anfangssituation) oder ausgewählte Schritte setzen (Ausgewählte Schritte setzen).

SCHOOP Didaktik

Grafcet initialisieren	×				
Grafcet-Initialisierung:					
O Leere Situation (Zustände rücksetz	zen)				
Anfangssituation (Anfangsschritte setzen)					
O Ausgewählte Schritte setzen:					
Schrittnummern (z.B. 8 oder 1,3,5):					
	~				
OK Abbrechen	Hilfe				

ABBILDUNG 15 GRAFCET INITIALISIEREN

1.8 GRAFCET-ELEMENTE

In der Werkzeugbox des Grafcet-Editors sind alle Elemente zusammengefasst, die beim Erstellen einer Grafcet-Seite verwendet werden können. Mit diesen Elementen können umfangreiche Strukturen und komplexe Grafcet-Pläne erstellt werden.

Wird eines der Elemente in der Werkzeugbox angeklickt, verändert sich die Form des Cursors, wenn er in das Editorfenster geführt wird. Er besteht dann aus einem Pfeil mit einer symbolischen Andeutung des ausgewählten Elements. Der Cursor befindet sich im Block-/ Linienmodus. In diesem Modus wird durch Klicken und eventuell Ziehen im Editorfenster an der entsprechenden Stelle das ausgewählte Element eingefügt.



Durch Anklicken des Pfeils, Drücken der Esc-Taste oder Drücken der rechten Maustaste wird der Zeigermodus aktiviert.

Damit die Werkzeugbox übersichtlich bleibt, werden nicht alle Werkzeuge gleichzeitig eingeblendet. In der oberen Zeile sind zwei Schaltflächen angeordnet, mit denen man zu den Werkzeugen kommt für



Standard Grafcet-Elemente, wie in DIN EN 60848 vorgesehen.



Erweiterte Grafcet-Elemente, die durch DIN EN 60848 nicht definiert sind.

Standard Grafcet-Elemente (wie in DIN EN 60848 vorgesehen)



Linie (2-Punkt-Verbindung) für Wirk- oder Aktionsverbindungen.



Polygon bzw. Linienzug (Mehrpunkt-Verbindung) für Wirk- oder Aktionsverbindungen.



Verbindungskennzeichen für Verzweigungen.



Transition

SCHOOP Didaktik

Ingenieurbüro

Dr.-Ing. Schoop

—	Synchronisation
	Schritt
	Anfangsschritt
	Einschließender Schritt
	Einschließender Anfangsschritt
	Makroschritt
	Kontinuierlich wirkende Aktion (Zuweisung)
t=	Gespeichert wirkende Aktion bei Aktivierung (Zuordnung)
F	Gespeichert wirkende Aktion bei Deaktivierung (Zuordnung)
1	Gespeichert wirkende Aktion bei Ereignis (Zuordnung)
	Zwangssteuernder Befehl
[[*]]	Einschließung (Teil-Grafcet / Struktur)
Ē	Makro (Teil-Grafcet / Struktur)
"*"	Kommentar

Auf die erweiterten Grafcet-Elemente wird nicht eingegangen, da sie nicht durch DIN EN 60848 definiert sind.

6. STEUERUNGSTECHNIK mit Logikplänen

Steuerungstechnische Aufgaben können Sie mithilfe von Grafcet-Plänen oder Logikplänen bearbeiten.

Wenn Sie auf der Übersichtsseite des LC2030-Trainings auf *Steuerung mit Logikplänen* drücken, erhalten Sie folgendes Fenster, über das Sie Steuerungen mithilfe von Logikplänen erstellen können.

SCHOOP Didaktik

Dr.-Ing. Schoop

LC2030-Logikplan Messung läuft nicht. LC2030 - Logikplan Anschluss Simulation Sensorfehler Q1 Logikplan 1 1 M2 TIC102 - Q1 \succ Erstellen/Ausführen Ansicht M1 30.0 °C 100 35 -Logikplan Seite 1 ist nicht aktiv 0.0 B1 30 0 00 I /min LIC101 50 -2 Logikplan 2 2.00 L/min 23.4 cm 25 Eo 0.0 % 20.0 cm Erstellen/Ausführen Ansicht 0.0 % 20 LIC104 - V1 **B**2 100 Logikplan Seite 2 ist nicht aktiv 23.4 cm 15 20.0 cm 0.00 L/min 0.0 % 10 50 x w 3 Logikplan 3 2.50 L/min 0.0 PIC106 - M3 **B**3 Erstellen/Ausführen Ansicht 0.00 bar V3 Ā 0.30 bar Logikplan Seite 3 ist nicht aktiv 0.0 % V4 **M**3 100 % MA > 1Schalter/Taster Trend binär Parameter/Merker Trend analog 0 0 0 0 0 100 - 45 HS1 HS2 LIC101 HS3 HS4 HS 36 Lampen 75 TIC102 \bigcirc () FIC103 50 Messung LIC104 25 於 FIC105 0 PIC106 Übersicht Sollfüllstand (LIC101.w) cm Stellsignal (FI103.y) Zufluss V1 (FI105.y) I/mi Istfüllstand (LI101) cm

ABBILDUNG 16 STEUERUNGEN ERSTELLEN MIT LOGIKPLÄNEN

Sie können bis zu 3 Seiten mit Logikplänen erstellen und diese als Steuerung an der realen oder simulierten Praktikumsanlage einsetzen. Über *Erstellen/Ausführen* werden die Pläne erstellt und ausgeführt sowie der Ablauf überwacht. Über *Ansicht* können Sie ebenfalls den Ablauf überwachen. Das gelb hinterlegte Feld neben den eingekreisten Zahlen ist ein Kommentarfeld, in dem eine Bezeichnung für die erstellte Logikplan-Seite eingetragen werden kann.

Die LED neben dem Kommentarfeld bzw. der Text unter den Buttons gibt an, ob die Seite ausgeführt wird oder nicht. Ist eine Logikplan-Seite aktiv und wird ausgeführt, so lässt sie sich durch Drücken des Buttons *Erstellen/Ausführen* wieder in den Zustand inaktiv (wird nicht ausgeführt) bringen.

1.9 LOGIKPLAN-EDITOR

Durch Drücken von *Erstellen/Ausführen* erscheint das Fenster mit dem Logikplan-Editor. Falls noch keine Logikpläne erstellt wurden, ist die Seite bis auf die Werkzeugbox leer.

Die Größe des Editor Fensters lässt sich durch klicken von +/- neben dem Lupenzeichen (oben rechts) verändern.

SCHOOP Didaktik



Logik1_1			-	· 🗆	×
📲 💕 🗶 🖏 🧇 🍞 🗛 💠 🏣 🏣 📾 📬 🏶 🖨 (0		Q	+	
	1	Werkz	euge		? X
		1011			
		$\left \right\rangle$		Rem	_
		l	l	•	Branch
		Signal	Const	Param	Q
		Q	Н	R	0
		1.	<u>*</u>	<u></u> 21	* 1
			┺		<u>S</u>
			⊵		
		-S&H-	u>v-	.	
		Ω	-	·	□_#
[器 A	usrichtung				8 23
	+ →0 + →□	₽□	<u>*</u>	+++]

ABBILDUNG 17 LOGIKPLAN-EDITOR

Im Logikplan-Editor werden mithilfe der Werkzeugbox die Logikpläne erstellt oder geändert.

Durch Klicken mit der linken Maustaste auf die Logikplan-Symbole in der Werkzeugbox werden die Elemente ausgewählt und können dann auf der Seite mit der linken Maustaste platziert werden.

Durch die Wirkungslinie bzw. das Wirkungspolygon werden die Elemente miteinander auf der Seite verbunden.

Um ein Element zu platzieren, wählen Sie dieses aus der Werkzeugbox aus und klicken mit der Maus auf die gewünschte Position innerhalb der Seite. Blöcke mit Ein- oder Ausgängen können Sie direkt auf oder am Ende von Verbindungslinien positionieren. Die Linie wird dabei passend aufgespalten beziehungsweise gekürzt.

Verbindungslinien bzw. Polygone werden durch Ziehen und Loslassen mit der Maus erzeugt, nachdem diese zuvor in der Werkzeugbox ausgewählt wurden.

Alle so gemachten Eingaben werden dabei auf das momentane Eingaberaster ausgerichtet.

Im Zeigermodus kann durch Klicken mit der linken Maustaste auf ein Element dieses markiert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Steuerungstaste (Strg-Taste) und weiteres Klicken auf

andere Elemente können mehrere Elemente auf einmal markiert werden. Durch Klicken auf ein Element und Klicken auf ein weiteres Element bei gedrückter Umschalttaste (Umsch-Taste) werden alle vollständig in dem beschriebenen Rechteck liegenden Elemente markiert. Durch Ziehen-und-Ablegen bei gedrückter Maustaste werden die markierten Elemente verschoben.

Durch Aufziehen eines Rechtecks mit der Maus (Mausklick auf einen freien Bereich und ziehen bei gedrückter Maustaste) werden die vollständig von diesem Rechteck umschlossenen Elemente ebenfalls markiert.

Mit der rechten Maustaste oder durch die Esc-Taste können Mausoperationen abgebrochen werden.

Die Blöcke auf einer Seite können durch die Tasten Tab und Umsch+Tab einzelnen durchlaufen werden. Durch Betätigen der Eingabe-Taste oder Doppelklicken öffnet sich der Einstellungsdialog des markierten Elementes. Markierte Elemente können auch mit den Cursortasten verschoben werden.

Ist ein Werkzeug in der Werkzeugbox eingeschaltet, so wird per Mausklick ein entsprechendes Element in die Logikplan-Seite eingefügt. Bei größenveränderbaren Elementen können diese auch durch Aufziehen eines Rechteckbereiches mit der Maus eingefügt und positioniert werden. Linien und Pfeile werden durch Ziehen-und-Ablegen mit der Maus erzeugt. Sie können dabei direkt eine Linie von Block zu Block ziehen. WinErs richtet die Linien automatisch auf die Blockränder aus.

Wenn das Autorouting eingeschaltet ist, können Sie Verbindungen direkt (und auch schräg) von einem Element zum anderen ziehen. WinErs versucht dann, automatisch einen Verbindungsweg zu finden. Das Autorouting arbeitet allerdings nur mit der Verbindungslinie. Bei Verbindungspolygonen werden die Stützstellen immer manuell vorgegeben.

Alle Eingaben, die Sie mit dem Logikplan-Editor vornehmen, werden auf ein Gitter ausgerichtet, das Sie über die Symbolleiste einstellen können, damit ist es leicht möglich, sauber einen Logikplan zu erstellen.

Blöcke die eine signifikant unterschiedliche Anzahl von Ein- oder Ausgängen haben können (z. B. *Signalblock*), können in der Breite oder Höhe mit der Maus vergrößert oder verkleinert werden. Dabei können nur die fest vorgegebene Blockausmaße verwendet werden. Andere Blöcke, wie beispielsweise der *Rahmen* oder der *Kommentarblock*, sind frei größenveränderbar.

Beim Verschieben von Elementen können Sie wählen, ob die Verbindungen nachverfolgt werden sollen (Autorouting) oder nicht (über die Symbolleiste einstellbar). Das Autorouting arbeitet immer mit einem festen Achter-Raster, unabhängig vom eingestellten Ausrichtungsgitter.

Bei eingeschaltetem Autorouting können Sie dieses spontan unterdrücken, in dem Sie beim Verschieben von Elementen die Alt-Taste gedrückt halten.

Über Schaltflächen der Symbolleiste können markierte Elemente oder die gesamt Struktur in eine Datei auf der Festplatte gespeichert und wieder geladen werden, z.B. um sie später in andere Logikplan-Seiten einzufügen.

Zum Kopieren und Einfügen von markierten Elementen können Sie die Tasten <Strg> + <Einfg> bzw. <Umsch> + <Einfg> nutzen.

Innerhalb des Logikplan-Editors können Sie die Hilfe zu einem Element aufrufen, in dem Sie dieses einzeln markieren und die Taste F1 betätigen.



ABBILDUNG 18 BEISPIEL EINES IM LOGIKPLAN-EDITOR ERSTELLTEN LOGIKPLANS

Die obere Buttonleiste bietet sowohl Einstellungsmöglichkeiten für den Editor als auch für die Logikplan-Seite.



Eine ausführliche Beschreibung aller Buttons finden Sie in der online-Hilfe, wenn Sie das Fragezeichen drücken.

1.10 LOGIKPLAN-SEITEN ÜBERSETZEN UND AKTIVIEREN

Der Anwender erstellt seinen Logikplan mithilfe der Werkzeugbox wie oben beschrieben.



888

Durch Drücken des Buttons mit der Karteikarte kann überprüft werden, ob der Plan (syntaktisch) richtig erstellt wurde.

Ð

Durch Drücken des Buttons "Parametermodus einschalten" können die Parameter von Blöcken (z.B. beim Timer) eingestellt werden, wenn die Seite mit dem oben beschriebenen Button (Karteikarte) fehlerfrei übersetzt (überprüft) wurde. Doppelklicken Sie den Block den Sie einstellen wollen und es öffnet sich ein entsprechender Dialog zum Einstellen der Parameter



Durch Drücken des Buttons mit der Ampel wird der Plan überprüft und aktiviert.

Wurde die Seite nicht richtig erstellt, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Durch Klicken auf die Fehlermeldung wird der Fehler in dem Logikplan markiert.



ABBILDUNG 19 FEHLERMELDUNG NACH DEM ÜBERSETZEN BZW. AKTIVIEREN DES LOGIKPLANS

Wurde die Seite fehlerfrei erstellt, so können Sie, wenn erforderlich, die Parameter von parameterabhängigen Blöcken eingeben ("Parametermodus einschalten"). Durch Drücken der Ampel wird der Logikplan sofort ausgeführt (aktiviert).

Es erscheint ein Fenster (Logikplan-Ansicht), indem der Ablauf des Logikplans beobachtet werden kann.

In der Logikplan-Ansicht ist es ebenfalls möglich durch Doppelklicken auf parameter-abhängige Blöcke die Parameter der Blöcke einzustellen.



ABBILDUNG 20 AKTIVIERTER LOGIKPLAN IN DER LOGIKPLAN-ANSICHT

1.11 LOGIKPLAN-ELEMENTE



Eine Beschreibung der Logikplan-Elemente finden Sie in der online-Hilfe. Wenn Sie das ? – Zeichen drücken und danach auf einen Block in der Werkzeugbox drücken, erhalten Sie die kontext-sensitive Hilfe zu diesem Block.

7. MESSUNGEN

Über *den Record Button* starten Sie eine Messung, so dass alle Signalwerte aufgezeichnet werden. Mithilfe des *Stopp Button* wird die Messung wieder gestoppt. Die Signalverläufe können bei laufender oder nach Beendigung einer Messung über den *Messungsansicht Button* betrachtet und ausgewertet werden. Ebenfalls besteht hierüber die Möglichkeit, Messungen wieder zu löschen.







Messung Start

Messung Stopp

Messungsansicht

Falls keine Messung läuft, erscheint ein Fenster (siehe Abbildung 21), in dem Sie die Messung und eine Gruppe mit Signalen wählen können.

Messungsauswahl	×
Messung:	OK
1: Mo 31.08.2020 10:54:16 - Mo 31.08.2020 15:18:08	ÖK
	Abbrechen
Beschreibung / Typ: Standardmessung	Hilfe
Standardmessung, 1*0.100 s V	Ansicht:
Signale und <u>G</u> ruppen:	
E Signalgruppen ∧	TIEXIDEI
₩	1 APSC
	aufainandar
	autemander
i∰iiii LiC101	
LIC101/FIC105	
	ubereinan
LIC104/FIC103	
Pumpen/Heizstab/Ventil	Streudiag
Regler V	2
Zeitbereich:	Liniendiag
von: 31.08.2020 10:54:16	
bis: 31.08.2020 15:18:08	
Zeitbereiche Laufzeiten ○ h ○ d	

ABBILDUNG 21 MESSUNGSAUSWAHL

Dr.-Ing. Schoop

Wenn eine Messung läuft, erscheint das Fenster (Abbildung 22) mit den gespeicherten Messwerten der aktuellen Messung und den zugehörigen Messsignalen.

Zeitpunkt 31.08.2020 10.55:32 Aktive Regelung Druckregelung PIC106 Aktive Regelung Pictore gelung PIC106 Aktive Regeler Pi-Regler Pi-Regler Pi-Regler Reglerparameter Verstarkung: 10 Nachstelizeit: 1 s Auswahl	Messung Nr. 1 läuft.	Messung PIC106 Anschluss Simulation 31.08	8.20):55:
Auswahl	Zeitpunkt		
Aktive Regelung PIC106.withinse B1 nach PIC 106 0.2 bar Druckregelung PIC106 Druck gejättet 0.2 bar Stellsignal FU 99.1 % F103.y Stellsignal FU 99.1 % PIC106.y Ventilstellung V3 50.0 % Aktiver Regler Messung Nr. 1 (Standardmessung, 1*0.100 s) Speicherzeit: 1*0.100 s Perstärkung: 10 Messungsbeginn: Mo 31.08.2020 10:54:16 Ende: Mo 31.08.2020 10:55:45 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4	31.08.2020 10:55:32	🐹 Messung Nr.1 - PIC106	x
Auswahl PIC106.g Druck geglaftet 0.2 bar PIC106.g Stellsignal FU 99.1 % Fi103.y Stellsignal FU 99.1 % PIC106.y Ventilstellung V3 50.0 % Messung Nr. 1 (Standardmessung, 1*0.100 s) Speicherzeit: 1*0.100 s Messungsbeginn: Mo 31.08.2020 10:54:16 Ende: Mo 31.08.2020 10:55:45 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 Messung Nr. 1 (Standardmessung, 1*0.100 s) Speicherzeit: 1*0.100 s Messungsbeginn: Mo 31.08.2020 10:54:16 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9		PIC106.w Sollwert Druck PIC106 0.2 bar	
Auswahl Auswahl Auswahl Mos 2020 10:55:16:000 Mos 31.08:2020 10:55:32:500 Mos 31.08:2020 10:55:32:500	ktive Regelung	PIC106.g Druck geglättet 0.2 bar	
Auswahl Auswahl	ruckreaeluna PIC106	FI103. Durchfluss B1 nach B2	
Auswahl Messung Nr. 1 (Standardmessung, 1*0.100 s) Speicherzeit: 1*0.100 s Messungsbeginn: Mo 31.08.2020 10:54:16 Ende: Mo 31.08.2020 10:55:45 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4	,	Pl106.y Ventilstellung V3 50.0 %	
-Regier Messungsbeginn: Mo 31.08.2020 10:54:16 Ende: Mo 31.08.2020 10:55:45 ieglerparameter 0.4 0.4 0.4 achstellzeit: 1 s 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 <td>ktiver Regler</td> <td>Messung Nr. 1 (Standardmessung, 1*0,100 s) Speicherzeit: 1*0,100 s</td> <td></td>	ktiver Regler	Messung Nr. 1 (Standardmessung, 1*0,100 s) Speicherzeit: 1*0,100 s	
Auswahl 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0	I-Regler	Messung Mi. F (Standard Hessung, F 0.100 s) Speccherzen. F 0.100 s Messungsbeginn: Mo 31.08.2020 10:54:16 Ende: Mo 31.08.2020 10:55:45	
eglerparameter 0.4 0.4 0.4 nrstarkung: 10 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 <td></td> <td></td> <td></td>			
Auswahl 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 <	eglerparameter	04	
Auswahl No 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:	rstärkung: 10	0.4	
Auswahl Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:	achstellzeit: 1 s	0.4	
Auswahl Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:		03	
Auswahl Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:			
Auswahl Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:		0.3	
Auswahl 0.0 Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:		03	
Auswahl 0.2 0.2 0.1			
Auswahl 0.2 0.1		02	
Auswahl 0.1 0.1 Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:		02	
Auswahl 0.0 Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:			
Auswahl 0.1			
Auswahl 0.0 Mo 31.08.2020 10:54:16.000 Mo 31.08.10:55:32.500 Mo 31.08.2020 10:		0.1	
Auswahl 0.0 + + + + + + + + + + + + + + + + + +			
M0 31.08.2020 10:54:16.000 M0 31.08.10:55:32.500 M0 31.08.2020 10:	Auswahl		- 00
		M0 31.08.2020 10.54.16.000 M0 31.08.10.55:32.500 M0 31.08.2020 10:55:35	0.00

Wird das Messlineal eingeblendet, wird für den gewählten Zeitpunkt in der linken Spalte angezeigt, welche Regelung aktiv war. Außerdem wird der aktive Regler und die dazugehörigen Parameter angezeigt. So lässt sich beispielsweise bei einem schwingenden System gut untersuchen, welche Änderung der Parameter zu eine Verbesserung der Situation geführt hat.

Über Auswahl kommen Sie wieder in das Fenster aus Abbildung 21.

In Abbildung 22 werden die gespeicherten Signalverläufe dargestellt. Hier können Sie durch Drücken der entsprechenden Buttons in der oberen Buttonleiste verschiedene Funktionen ausführen:



NEw.

Zeitbereich numerisch ändern.



Darstellungsbereich numerisch ändern.



Zeit- und Darstellungsbereich mit Gummibandtechnik auswählen.

ABBILDUNG 22 MESSWERTDARSTELLUNG

LC20. SCHOOP Die	30 Training _{daktik}		ngenieurbüro DrIng. Schoop
	Stellt den ursprünglichen Darstellungsbereich für alle dargestellten macht das erste Signal zum aktiven Signal.	Signale	wieder her und
28	Sucht Zeitbereiche gemäß Suchkriterium für Messdaten oder bestim Chargen, Messreihen und Versuchen.	nmt Mes	ssbereiche aus
	Übernimmt die aktuelle Darstellungsoption für die Signalgruppe		
	Schaltet das Messlineal ein oder aus (nur bei der Zeitdarstellung mö Linealmodus werden die numerischen Messpunkte entlang des Line der aktive Regler, sowie die Reglereinstellungen im gewählten Zeit angezeigt.	glich). Ir als eing t punkt v	n aktivierten eblendet und verden
	Führt eine statistische Analyse der dargestellten Messwerte durch.		
$\sqrt{\Sigma}$	Führt eine statistische Auswertung von Messdaten durch.		
€)	Exportiert die Messdaten aus dem aktiven Fenster in eine Textdatei		
南父	Stellt den Modus für die Darstellung von Messdaten bei Messwertü sowie das Zeitformat für Cursor- und Linealzeitangaben.	berschn	eidungen ein,
	Druckt die Messungsdarstellung auf dem eingestellten Drucker. Die zu vier Skalen für analoge Signale beschriftet.	Signalgr	afik wird mit bis
	Ruft die Hilfe des aktiven Fensters auf (kontextsensitiv).		

Durch Klicken mit der Maus auf einen Signalnamen können Sie bei analogen Signalen die Skalierung der y-Achse umschalten sowie bei allen Signalen die Darstellung der Signalverläufe ein- oder ausschalten.

Klicken Sie in das Diagramm, werden der Wert und der Zeitpunkt des aktiven Signals für die Position des Mauszeigers ausgegeben. Durch Festhalten des Mauszeigers und Verschieben können Sie innerhalb des Diagramms Zeit- und Wertebereiche ausmessen und die zugehörige Steigung bestimmen.

In der linken Spalte des Fensters (Abbildung 22) wird für der Regler, der zu dem mit dem Messlineal festgelegten Zeitpunkt aktiv war, angezeigt. Dadurch lässt sich einfach auswerten, welcher Regler, mit welchen Parametern die jeweilige Aufgabe am besten lösen konnte.

Mit Zurück kommen Sie zum vorherigen Fenster zurück.

8. BETRIEBSART UND ANSCHLUSS DER ANLAGE

Die Betriebsart kann im unteren Abschnitt der Startseite eingestellt werden.

1.12 PROZESSLEITSYSTEM FÜR DIE PRAKTIKUMSANLAGE LC2030 (PLS LC2030)

In dieser Betriebsart muss eine LC2030 mit der *Software* verbunden werden. Die Verbindung der Anlage wird im unteren Bereich des Prozessbildes dargestellt. Der I/O-Block kann drei verschiedene Zustände annehmen.

- Operatorrechte, der Block ist grün (Bedienen und Beobachten)
- Ansichtsrechte, der Block ist blau (nur Beobachten)
- Keine Verbindung, der Block ist rot

Betriebsart:	Sensorabgleich Signaltest	
PLS LC2030	Prozessleitsystem I/O Auswahl	
PLS und Simulation LC2030		
Simulation LC2030	Gateway Operatorrechte LC2030 (Anlage 1)	

Über den Button I/O Auswahl wird ein Fenster geöffnet, in dem der vorhandene Anschluss ausgewählt werden kann.

Achtung: Wenn bei Starten des Programms die Option Grundzustand wiederherstellen gewählt wird, ist die Verbindung wieder auf I/O 6288 eingestellt.

• I/O Board 6288

Das *I/O Board 6288* wird über USB mit dem Rechner verbunden.

• I/O Board 8488

Das *I/O Board 8488* wird mithilfe eines Ethernet-Kabels angeschlossen. Es kann zwischen verschiedenen Netzwerkeinstellungen gewählt werden:

	×
() I/O 6288 (USB)	
U/O 8488 (Ethernet)	
Feste IP-Adresse	
Standard (172.16.17.1)	
DHCP-Server	
Gateway	

Feste IP-Adresse (Standard)

Der Rechner und das I/O-Board müssen im selben Netzwerk sein. Dem I/O Board wird die feste IP-Adresse 172.16.17.1 zugewiesen. Für den verbundenen Rechner muss also eine IP-Adresse von 172.16.XXX.YYY eingestellt werden, die nicht gleich der des I/O Boards sein darf. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Praktikumsanlage LC2030.

LC2030 Training SCHOOP Didaktik

> Feste IP-Adresse (Manuell)
> Dem Treiber kann auch eine beliebige andere IP zugewiesen werden. Tragen Sie die gewünschte IP in das entsprechende Feld ein und klicken Sie "IP übertragen".
> Achtung: Das IO- Board muss dann entsprechend konfiguriert

		×
◯ I/O 6288 (USB)		
I/O 8488 (Ethernet)		
🔀 Feste IP-Adresse		
Standard (172.16.17.1) Manuell IP von IO-Board eingeben: 192.168.100.2	Eigene IP-Adresse: 192.168.100.18 192.168.178.49	
DHCP-Server		
Gateway		

DHCP-Server

sein.

Das I/O Board bekommt den Gerätenamen BK9050-1. Die IP-Adresse wird von dem DHCP-Server zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Praktikumsanlage LC2030.

Gateway

Das *Gateway* ist ein Hardwaremodul, dass in ein bestehendes Netzwerk mit mehreren Bedienstationen (LC2030 Training) integriert werden kann. Das *Gateway* regelt die Rechte für die Anlage. Es kann immer nur eine Bedienstation Operatorrechte haben, alle anderen haben Ansichtsrechte. Durch klicken auf den I/O-Block kann der Operator Zugriff angefordert und freigegeben werden.

Falls mehrere Anlagen vorhanden sind, müssen auch entsprechend viele Gateways vorhanden sein. Jedes Gateway wird über ein I/O-Bard 8488 mit der Praktikumsanlage verbunden. Operatorrechte können nur angefragt werden, wenn gerade kein anderer Rechner Operatorrechte hat, dafür dient die Schaltfläche "Zugriff anfordern". Die Operatorrechte werden abgegeben über die Schaltfläche "Zugriff freigeben". Die

		×
Auswahl Anlage		
Anlage 1		
Anlage 2		
Gateway-Zugriff		
Eigene IP-Adresse:	192.168.100.18	•
Schreiben erlaubt für:	192.168.100.18	
Zugriff anfordern	Zugriff freigeben	Freigabe forcieren

Operatorrechte können einem anderen Rechner über die Schaltfläche "Freigabe forcieren" entzogen werden. Für diese Option müssen spezielle Nutzerrechte vorliegen. Es muss er Nutzer *superuser* angemeldet sein. Das Passwort für den superuser findet sich auf dem Installationsmedium. Wenn die Bedienstation, die Operatorrechte hat herunter gefahren wird, oder in die Betriebsart Simulation gewechselt wird, werden die Operatorrechte automatisch nach 30s freigegeben.

1.12.1 SIGNALZUORDNUNG IN BETRIEBSART PLS LC2030

Ist als Betriebsart *PLS LC2030* ausgewählt so kann über den Button Signaltest die Belegung der Kanäle überprüft werden (siehe Abbildung 23). Die analogen Eingänge können individuell zugeordnet werden.

Die Standardwerte (siehe Bedienungsanleitung Praktikumsanlage LC2030) werden über den Button *Zuweisung zurücksetzen* eingestellt. Eine Änderung der Standardeinstellungen ist nur empfohlen, sofern ein zusätzlicher analoger Eingang für die Druckregelung nötig ist. In diesem Fall kann zum Beispiel der analoge Eingang AI2 mit dem Drucksensor belegt werden, damit wird der Temperatursensor inaktiv und eine Temperaturregelung ist nicht möglich.



ABBILDUNG 23 SIGNALTEST MIT SIGNALZUORDNUNG

Dr.-Ing. Schoop

1.12.2 SENSORABGLEICH IN BETRIEBSART PLS LC2030

Über die Schaltfläche Sensorabgleich wird die entsprechende Seite geöffnet.

Die Bedienung wird im Fenster beschrieben.

Sensorabgleich							
Messung läuft nicht.		Senso	rabgleich	Anschluss Anlage	20.10.2022 15:57:09		
Die Eingangssignale (Rohwerte) haben einen normierten Definitionsbereich von 0.0 1.0. Um die Eingänge in physikalische Einheiten umzurechnen, muss ein Signalabgleich durchgeführt werden.							
Dieses Fenster öffnet sich stets im Ansicht-Modus. Um in den Edit-Modus umzuschalten, wählen Sie das Signal, das Sie abgleichen möchten, aus.							
Geben Sie den physikalische Wert der Stützstellen über Tastatur ein. Die Rohwerte können Sie über Tastatur eingeben oder Sie übernehmen mit den Stützstellen-Buttons den aktuellen Wert.							
	ur TIC102 [°C]		⊖ Füllstand L	IC101/LIC104 [cr	n]		
	Stützstelle 1 Stützstelle 2	Aktueller Wert	St	ützstelle 1 Stützstelle 2	Aktueller Wert		
Normierter Rohwert	0.000 1.000	0.000	Normierter Rohwert	0.200 1.000	0.822		
	s FIC103 [L/min]	-30.0		FI105 [L/min]	51.111		
Ť	Stützstelle 1 Stützstelle 2	Aktueller Wert	St	ützstelle 1 Stützstelle 2	Aktueller Wert		
Normierter Rohwert	0.200 1.000	0.000	Normierter Rohwert	0.200 1.000	0.000		
Durchfluss	0.0 10.0	-2.5	Durchfluss	1.0 2.0	0.8		
O Druck PIC106 [bar]							
	Stützstelle 1 Stützstelle 2	Aktueller Wert					
Normierter Rohwert	0.000 1.000	0.000					
Druck	0.0 0.6	0.0			Zurück		
					Zurdek		

1.13 PROZESSLEITSYSTEM FÜR DIE SIMULIERTE ANLAGE LC2030 (PLS UND SIMULATION LC2030)

In dieser Betriebsart muss keine Hardware angeschlossen werden. Alle Aufgaben können an der simulierten Anlage ausgeführt werden.

1.14 SIMULATION DER ANLAGE LC2030 (SIMULATION LC2030)

In dieser Betriebsart läuft in der Software ausschließlich die Simulation der Anlage. In der Übersicht werden die aktuellen Zustände der simulierten Anlage angezeigt. Außerdem werden die Lampen und Schalter/Taster eingeblendet.

SCHOOP Didaktik

Dr.-Ing. Schoop



ABBILDUNG 24 ANSICHT DER SIMULIERTEN ANLAGE ZUR STEUERUNG MIT EXTERNER SOFT- ODER HARDWARE

Die Bedienung der Anlage muss über externe Hardware geregelt werden. Dafür stehen folgende I/Os zur Auswahl:

- MQTT (wird über die MQTT Schaltfläche aktiviert)
- OPC UA
- S7-1200
- S7-300 (USB oder TCPIP)
- S7-1500
- LOGO! 8

Über die Schaltfläche I/O Auswahl wird eingestellt, womit die Simulation geregelt/gesteuert werden soll.

Nach der Auswahl muss im WRP-Serv (Programmfenster im Hintergrund) der entsprechende Treiber eingerichtet werden, um die Verbindung herzustellen.

Eine genaue Beschreibung der nötigen Einstellungen im Treiber findet sich in dem Dokument "SPS-Kofiguration.pdf", Die voreingestellte Zuordnung der Signale auf SPS-Bausteine lässt sich über die Schaltfläche Signalzuordnung ("Kanalzuordnung_LC2030Sim.pdf") aufrufen.

OPC UA
🕒 S7 - 1200
S7 - 300 TCPIP
S7 - 300 USB
🔵 S7 - 1500
LOGO! 8

×

Die nötigen Einstellungen für die Anbindung über MQTT finden sich in dem Dokument "MQTT_aktivieren.pdf".

Um Parameter wie Umgebungstemperatur und Zulauftemperaturen zu ändern oder die Stellung der Handventile zu ändern kann die Schaltfläche Parameter setzen genutzt werden.

Parameter		×			
Abmessungen	Wert	Finheit			
Grundfläche Behälter	195.0	cm ²			
Schaltnunkt LS1 (oben)	30.0	cm			
Schaltpunkt LS2 (mitte)	19.0	cm			
Schaltpunkt LS3 (unton)	5 000	cm			
Scharpunkt 205 (unten)	5.000	CIII			
Heizen & Kühlen	Wert	Einheit			
Leistung Heizstab	750.0	W			
Isolationsverlust	5.0	W/K			
Zulauftemperatur P1	20.0	°C			
Zulauftemperatur P2	20.0	°C			
Umgebungstemperatur	20.0	°C			
Startwerte	Wert	Einheit			
Füllstand Behälter	20.0	cm			
Temperatur Behälter	20.000	°C			
Durchflüsse	Wert	Einheit			
M1 max. (100%, 5cm)	3.75	L/min			
M3 max. (100%, 35cm)	5.000	L/min			
Originaldaten LC2030 laden					
Startwerte setzen					

ABBILDUNG 25 PARAMETER UND EINSTELLUNGEN DER SIMULIERTEN ANLAGE

1.15 WEBSERVER AKTIVIEREN

Innerhalb der LC2030 Trainings lässt sich ein Webserver aktivieren, mit dessen Hilfe die Benutzeroberfläche auf allen Geräten im Netzwerk über den Browser aufrufen lässt.

Der Einstellungsdialog wird über den Webserver Button geöffnet.



Ingenieurbüro LC2030 Training Dr.-Ing. Schoop SCHOOP Didaktik × Projekt-Webserver Einstellungen Webserver Visualisierung Netzwerk Webserver für dieses Projekt aktivieren. White List ... Anonymen Zugang erlauben. SSL-Einstellungen. Vertrauliche Verbindungen verwenden (SSL): Browser benutzt UFT-8-Codierung. Ablaufverfolgung (Trace-Modus). Nur auf diesem Rechner: << LC2030-Training Seitentitel: OK Abbrechen Hilfe

In dem ersten Tab Webserver können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Über die Option *Webserver für dieses Projekt aktivieren* aktivieren oder deaktivieren Sie den Webserver für das LC2030 Training.

Über die Schaltfläche White List können Sie eine Positivliste mit den Rechnern erstellen, die auf den Webserver zugreifen dürfen. Allen anderen Rechnern wird der Zugriff verweigert. Wenn die White List leer ist, wird allen Rechnern der Zugriff erlaubt.

Die Option Anonymen Zugang erlauben hat keinen Einfluss auf die Darstellung.

Wenn Sie die Option *Vertrauliche Verbindung verwendet (SSL)* aktivieren arbeitet der Webserver als HTTPS- statt als HTTP-Server und verwendet SSL (Secure Socket Layer) bzw. TLS (Transport Layer Security) als Verschlüsselungsmechanismus (unterstützt werden SSLv2, SSLv3 und TLSv1). Durch SSL werden die Daten abhörsicher verschlüsselt übertragen. Über die Schaltfläche SSL-Einstellungen müssen Sie ein Zertifikat für den Webserver angeben, das für die Authentifizierung verwendet wird.

Aktivieren Sie die Option *Browser verwendet UTF8-Codierung*, wenn Ihr Web-Browser BefehleUTF-8-kodiert sendet. Andernfalls deaktivieren Sie diese Option. Befehle werden dann als ANSI (ISO8859-1) Zeichen interpretiert.

Die Option Ablaufverfolgung (Trace-Modus) sollte deaktiviert bleiben.

Unter Nur auf diesem Rechner muss keine Eintragung vorgenommen werden.

Unter Seitentitel kann ein beliebiger Titel eingetragen werden.

In dem Tab *Visualisierung* sollen keine Änderungen vorgenommen werden. In dem Tab *Netzwerk* wird eingestellt welcher Port und welcher Netzwerkadapter genutzt werden sollen.

LC2030 Trainina	
SCHOOP Didaktik	DrIng. Schoop
Projekt-Webserver Einstellungen X	
Webserver Visualisierung Netzwerk	
TCP/IP-Anschlus (Port) : 80 (Standard = 80 (http) / 443 (https))	
Diesen Netzwerkadapter für Webserver verwenden:	
<nicht festgelegt=""></nicht>	
OK Abbrechen Hilfe	

1.16 MQTT CLIENT AKTIVIEREN

Im LC2030 Training lässt sich, sowohl für die Betriebsart PLS LC2030 als auch für die Betriebsart PLS und Simulation LC2030 ein MQTT Client aktivieren, mit dem das Prozessleitsystem über das MQTT Protokoll Nachrichten empfangen und senden kann.

Der MQTT Client wird über den entsprechenden Button aktiviert.



Ingenieurbüro

SCHOOP Didaktik





Mit aktiviertem MQTT Client wechselt die Übersichtsseite in den MQTT Modus. Hier gibt es zwei Optionen:

- 1. Handbedienung: Alle Bedienoptionen, die auch der normale Handbetrieb liefert, sind bei dieser Option zusätzlich über MQTT möglich. Das bedeutet, dass eine duale Bedienung sowohl über das Prozessleitsystem, als auch über MQTT möglich ist.
- 2. Ablaufsteuerung: In dieser Option wird ein vorbereiteter Ablauf aktiviert, der mit GRAFCET realisiert wurde. Dieser lässt sich über die Schaltfläche *Produktionsablauf* öffnen.

Dieser Ablauf kann über MQTT überwacht und bedient werden.

Über die Schaltfläche *Tutorial öffnen* wird ein PDF geöffnet, in dem die Bedienung detailliert beschrieben wird. Außerdem enthält es Beispielaufgaben mit Lösungen.

SCHOOP Didaktik

Ingenieurbüro

Dr.-Ing. Schoop

Haben Sie Fragen und Anmerkungen oder wünschen Sie Informationen über unsere weiteren Praktika oder über das Prozessleit- und Simulationssystem WinErs wenden Sie sich bitte an:

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH Riechelmannweg 4 D-21109 Hamburg Tel.: 040 / 754 922 30 <u>www.schoop.de</u> Email: info@schoop.de